

离心机系列

全新 PlatePro 3200 微孔板离心机，适配常规 PCR 板及各类深孔板；主要应用在反应体系消泡及挂壁液滴离心， $2\times 900g$ 大离心力，最高 3000 rpm 转速，消泡效果更好。上盖采用透明材质，美观精巧，透明，易观察、防污染；安全锁设计，保护操作者安全；特殊设计的可拆卸吊篮，方便运输，同时带有固定孔，无需适配器即可固定 PCR 板，操作简单便捷。

MiniSpeed 3300 迷你离心机常用于生物学常规实验中微量液体的离心、沉淀，是实验中必不可少的步骤。MiniSpeed 3300 迷你离心机专为此应用而设计。配套的转子及离心管适配器，能满足 0.2 ml、0.5 ml、1.5 ml、2 ml 离心管及 0.2 ml 八联排管的离心需求。迷你机身、超静音离心，带来完美实验体验。



PlatePro 3200 微孔板离心机

大离心力，高转速，全金属机身

消泡效果更好，保证反应体系稳定性及精确性，实验结果更可靠；全金属机身，结实耐用，底盘更稳，噪音更小。

特殊设计吊篮

带有固定孔设计的可拆卸吊篮，无需适配器即可固定 PCR 板、qPCR 板且方便运输。

超厚透明上盖

硬度高、更安全、美观精巧，且便于观察机身内样本离心情况，离心式出现漏液情况可及时停止离心，取出样品，防止大量样本泄露造成交叉污染。

安全锁设计

上盖带有安全锁设计，离心停止后方可自动开盖，保护操作者安全。



| | | | |
|------------|------------------------------------------|------|-----------------------|
| 货号 | GC60102 | 型号 | PlatePro 3200 |
| 名称 | 微孔板离心机 | 英文名称 | Microplate Centrifuge |
| 样品容量 | 2 块微孔板 (酶标板、PCR 板、各类高度 ≤ 51 mm 深孔板) | 噪音水平 | <65 dB(A) |
| 最大转速 | 3000 rpm | 步进 | 10 rpm |
| 最大离心力 | $2\times 900g$ | 显示 | 高亮 LED |
| 转速可调范围 | 300~3000 rpm | 驱动系统 | 大力矩盘式电机直接驱动 |
| 最大温升 | <10 °C | 控制系统 | 微电脑控制 |
| 开盖保护功能 | 离心停止自动开盖 | 电源 | 110~220 V/50~60 Hz |
| 加至高转速所需时间 | 12 s | 功率 | 150 W |
| 从高转速减速所需时间 | 10 s | 净重 | 16 kg |
| 外观尺寸 | 40(W) × 31(D) × 21(H) cm | | |



MiniSpeed 3300 迷你离心机

适用广泛

可同时离心 8 个 1.5/2.0 ml 离心管，或 4 排 0.2 ml 的 8 联排管；随仪器配备 0.2 ml 及 0.5 ml 试管适配器。

操作便捷

无需工具即可快捷安装、更换转子；小巧机身，一键操作。

静音安全

运行噪音低，性能稳定；打开盖子，转子立即停止运转。



| | | | |
|--------|------------------------------|------|-----------------|
| 货号 | GC50101 | 型号 | MiniSpeed 3300 |
| 名称 | 迷你离心机 | 英文名称 | Mini Centrifuge |
| 电源 | AC100~240 V, 50/60 HZ, 1.5 A | 转速 | 6000 rpm |
| 转子 | 8×1.5 ml 角转子、4×8×0.2 ml 排转子 | 离心力 | 2000×g |
| 离心管适配器 | 0.2 ml、0.5 ml 各 8 个 | 净重 | 1.05 kg (含角转子) |
| 外形尺寸 | 15.5(W)×11(H)×14.3(D) cm | | |

订购信息



| 货号 | 名称 | 描述 | 规格 |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| GC60102 | PlatePro 3200 Microplate Centrifuge | 微孔板离心机，可适配 2 块 PCR 板、酶标板以及高度 ≤51 mm 的各类深孔板等 | 1/set |
| GCA6003 | 水平转子 | 微孔板离心机标配配件，可单独订购 | 1/pk |
| GCA6004 | 微孔板吊篮 | 微孔板离心机标配配件，可单独订购 | 1/pk |
| GC50101 | MiniSpeed 3300 Mini Centrifuge | 迷你离心机，0.2 ml 单管及八联排管、1.5/2.0 ml 及 0.5 ml 单管 | 1/set |



400-928-3698

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

Tel: +86-(0)21-6486 8889
Fax: +86-(0)21-6486 8669

E-mail: support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



关注莫纳生物公众号
福利多多



添加好友
产品答疑 试用 咨询